

REKORD SUPER C

DETERGENT SUPERCONCENTRE POUR SOLS TRES ENCRASSES



CARACTERISTIQUES GENERALES

REKORD SUPER C est un détergent dégraissant concentré 4 fois par rapport au REKORD à normale concentration. Le produit peut être utilisé à la main ou en autolaveuse. Le produit contient des tensioactifs à fort pouvoir nettoyant et du terpinolene pour une action dégraissante et désodorisante en même temps.

MODE D'EMPLOI

Dosakem Unité Fixe et Dosakem Unité Portable : Consulter la notice respective du Dosakem pour préparer REKORD en concentration standard ou pour préparer les solutions au point d'utilise à 0,5% – 1%.

Flacon doseur de 30 ml ou bidon de 5 l avec pompe doseuse de 30 ml: utiliser 1 – 3 doses pour 10 litres d'eau en fonction du niveau de salissure.

Il peut être utilisé dans la machine, avec mop, frange de lavage en microfibre MONOKEM BOUCLÉ, ou frange à usage unique MICROFAST.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide vert
pH	13.5 ± 0.2
Poids spécifique	1.053 g/ml
Substances actives	50%

Composition Chimique – Reg. (CE) n. 648/2004

- Phosphates (comme P)	: conc. < 5%
- Agents de surface anioniques	: conc. < 5%
- Agents de surface non ioniques	: conc. 5-15%
- Agents de surface amphotères	: conc. < 5%
- EDTA et sels	: conc. < 5%
- Savon	: conc. < 5%

Parfums, Limonene, AlphaTerpinene, Terpinolene

Le produit contient des tensioactifs avec biodégradabilité minimale du 90% et biodégradation finale en aérobie conforme au Reg. (CE) n. 648/2004

ATTENTION

Etiquetage



Danger

Provoque de graves lésions des yeux. Provoque une irritation cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Contient: 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (3:1), (R)-P-MENTHA-1,8-DIÈNE, beta-Pinene, Terpinolene, alpha-terpinene
Peut produire une réaction allergique.

Lire attentivement les fiches des données de sécurité avant d'utiliser le produit.